

# RONCO

enfoco en la calidad

**COVERME™**  
**XP 1000**

## 40-151

## Bata de laboratorio microporosa XP 1000 con cuello, Libre de látex



### Tallas disponibles

| Artículo # | Talla     | Largo (±3 cm) | Pecho (±2 cm) |
|------------|-----------|---------------|---------------|
| 40-151-S   | Pequeño   | 100           | 58            |
| 40-151-M   | Mediano   | 105           | 62            |
| 40-151-L   | Grande    | 110           | 66            |
| 40-151-XL  | X-Grande  | 115           | 69            |
| 40-151-2XL | 2X-Grande | 120           | 72            |
| 40-151-3XL | 3X-Grande | 125           | 76            |
| 40-151-4XL | 4X-Grande | 130           | 80            |

1 overol × 25 bolsas = 25 overoles por caja

### Características

- Puños elásticos sin látex con cierre de 4 broches
- Costuras reforzadas
- Cómoda, transpirable y duradera
- Impermeable
- Sin bolsillos para mejorar los niveles de higiene

### Aplicaciones

- Procesamiento y manipulación de alimentos
- Hospitales
- Limpieza general
- Industria automotriz
- Clínicas
- Pintura por pulverización y manual
- Industria y manufactura
- Laboratorios
- Industria química ligera

### Almacenamiento y manipulación

Conservar en su embalaje original a temperatura ambiente, bajo techo y protegido de la luz solar directa y la humedad.



### Cumplimiento normativo



#### Head Office

70 Planchet Road,  
Concord, Ontario  
L4K 2C7, Canada

☎ 1-905-660-6700  
☎ 1-877-663-7735  
✉ [contactus@roncosafety.com](mailto:contactus@roncosafety.com)  
🌐 [www.roncosafety.com](http://www.roncosafety.com)

Follow us @Roncosafety



Aunque se ha tenido un cuidado razonable en la preparación de este documento, no se otorgan garantías ni se asume responsabilidad alguna. La información se proporciona únicamente como una guía general para el uso y cuidado del producto. Corresponde a los usuarios finales determinar la idoneidad de los productos para el(los) propósito(s) previsto(s).