

RONCO

enfoque en la calidad

RONCO CARE™

**521/525/
528/5210**

**Bata de laboratorio de polipropileno (PP)
con cuello, puños elásticos, 4 broches
frontales, sin bolsillos, libre de látex**

Tallas disponibles

Talla	Artículo # ●	Artículo # ●	Artículo # ●	Artículo # ●
Small	521-S	525-S	528-S*	-
Medium	521-M	525-M	528-M*	521O-M
Large	521-L	525-L	528-L*	521O-L
X-Large	521-XL	525-XL	528-XL*	-
2X-Large	521-2XL	525-2XL	528-2XL*	-
3X-Large	521-3XL	525-3XL	528-3XL*	-
4X-Large	521-4XL	525-4XL	528-4XL*	521O-4XL
5X-Large	-	-	528-5XL*	-
6X-Large	521-6XL*	-	-	521O-6XL

* Fabricado bajo pedido

50 batas de laboratorio × 1 bolsa = 50 batas de laboratorio por caja

Características

- Cierre con 4 broches
- Cómoda, transpirable y duradera
- Sin bolsillos para evitar la acumulación de suciedad o alimentos
- Las mangas elásticas proporcionan un ajuste ceñido
- 25 g/m²

Aplicaciones

- Laboratorios
- Centros de investigación y clínicos
- Instalaciones farmacéuticas
- Instalaciones de procesamiento de alimentos
- Instalaciones de empaque de carne
- Instalaciones industriales y de manufactura

Cumplimiento normativo



Almacenamiento y manipulación

Conservar en su embalaje original a temperatura ambiente, bajo techo y protegido de la luz solar directa y la humedad. Aunque estas prendas son completamente desechables, pueden utilizarse más de una vez, dependiendo de la aplicación.



Head Office

70 Planchet Road,
Concord, Ontario
L4K 2C7, Canada

☎ 1-905-660-6700
☎ 1-877-663-7735
✉ contactus@roncosafety.com
🌐 www.roncosafety.com

Follow us @Roncosafety



Aunque se ha tenido un cuidado razonable en la preparación de este documento, no se otorgan garantías ni se asume responsabilidad alguna. La información se proporciona únicamente como una guía general para el uso y cuidado del producto. Corresponde a los usuarios finales determinar la idoneidad de los productos para los fines para los que pretenden utilizarlos.